




INTRAOCULAR LENSES

FIG. 1-2: Carefully pull the tab back to finish breaking the seal.

Remove the lens by grasping the optic along the 6-12 o'clock axis.

RETURN GOODS POLICY: All lenses being returned must be accompanied by an authorization number issued by Bausch & Lomb Customer Service. Opened or unopened lenses will be exchanged for a comparable monetary value, provided they have not exceeded their expiration date. A reprocessing charge may be assessed for lenses which have exceeded their expiration date. This applies to opened or unopened lenses. It is not Bausch & Lomb policy to issue credit or cash refunds for returned lenses.





FR

LENTILLES INTRAOCULAIRES

DESCRIPTION : les lentilles de chambre postérieure Akreos sont des lentilles en une pièce coupées à partir d'un copolymère acrylique hydrophile contenant un stabilisant anti-UV. La longueur globale varie en fonction de la puissance du cristallin artificiel. Sa composition et ses caractéristiques sont spécifiées sur l'étiquette du carton.

INDICATIONS : les lentilles de chambre postérieure Akreos sont indiquées dans l'implantation primaire pour la correction visuelle de l'aphaque chez les patients adultes dont un cristallin cataracté a été enlevé grâce à des méthodes d'extraction extracapsulaire. La lentille est conçue pour l'implantation dans le sac capsulaire à la suite d'une extraction cataracte extracapsulaire.

CONTREINDICATIONS : une implantation n'est pas recommandée dans le cas où le cristallin risque d'aggraver une condition existante, d'interférer avec le diagnostic ou le traitement d'une pathologie ou si cela comporte un risque déraisonnable pour la vue du patient. Ces conditions sont : glaucome non suivi, cataracte rubéoleuse, décollement de la rétine, atrophie de l'iris, microphthalmie, développement d'infections chroniques de l'œil, dystrophie cornéenne endothéliale, complications périopératoires (telles que la perte d'humeur vitrée, une hémorragie...), complications postopératoires prévisibles.

AVERTISSEMENT : comme pour toutes procédures chirurgicales, la chirurgie de la cataracte avec implantation de cristallin artificiel présente des risques que le chirurgien doit évaluer. Les complications potentielles de la chirurgie de la cataracte sont : inflammation (iridocyclite, membrane pupillaire, inflammation de l'humeur vitrée, CME...), infection (endophtalmie...), décollement de la rétine, blocage pupillaire, hernie de l'iris, aplatissement de la chambre antérieure, hémorragie (hyphéma), dystrophie cornéenne, glaucome, atrophie de l'iris. Voici quelques complications directement liées au cristallin artificiel : décentration et subluxation, précipités sur la surface du cristallin artificiel. L'huile de silicone, surtout lorsqu'elle est utilisée dans le traitement chirurgical de la rétine décollée, peut rester attachée à la lentille intraoculaire si la capsule postérieure du cristallin n'est pas intacte.

CONDITIONNEMENT / STÉRILISATION : les lentilles intraoculaires Akreos sont emballées individuellement dans un flacon en verre et un sachet pelable à ouvrir que dans un environnement stérile. Les lentilles intraoculaires Akreos sont présentées dans un dispositif de fixation-pliage qui permet de tenir et de plier l'implant simultanément. Une carte-patient et des étiquettes auto-adhésives identifiant l'implant permettent d'assurer le suivi médical du patient et de garantir la traçabilité de la lentille intraoculaire. Celles-ci sont fournies dans l'étui en carton contenant le mode d'emploi et d'autres informations utiles (diagramme et caractéristiques de la lentille intraoculaire, numéro de série, date limite d'utilisation...). Les lentilles intraoculaires Akreos sont stérilisées à la vapeur.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET DE CONSERVATION : conserver à température ambiante. Éviter les températures élevées (> 45 °C). Ne pas utiliser le cristallin artificiel si la boîte en carton ou son joint de scellement a été ouvert(e) ou endommagé(e). Le cristallin artificiel doit être utilisé dans le laps de temps le plus court possible après l'ouverture de l'étui. Le modèle du cristallin artificiel, sa puissance et la date limite d'utilisation doivent être vérifiés avant que l'emballage de protection et la poche stérile individuelle ne soient ouverts. La stérilité du cristallin artificiel n'est garantie que si la poche stérile individuelle n'a pas été ouverte ou n'a pas été endommagée. Les cristallins artificiels Akreos peuvent absorber les substances avec lesquelles ils entrent en contact (désinfectant, médicament...). En conséquence, les lentilles Akreos doivent être soigneusement rincées avec une solution saline équilibrée stérile. Si une capsulectomie postérieure par laser YAG est effectuée, assurez-vous que le rayon laser est dirigé légèrement derrière la capsule postérieure.

MODE D'EMPLOI : ouvrez l'étui en carton et sortez le sachet stérile contenant le flacon. Dans un champ stérile, pelez le sachet individuel et libérez le flacon. Avant d'ouvrir le flacon, effectuez un dernier contrôle de la lentille intraoculaire et de sa puissance.

Technique d'ouverture du flacon :

- Tournez le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'un montre.
- Retirez entièrement le bouchon du flacon.

FIG. 1-1 : Poussez doucement avec le pouce un côté de la languette du dispositif de fixation-pliage de la lentille tout en maintenant l'index sur le côté opposé jusqu'à ce que le flacon

commence à s'ouvrir.

Évitez d'exercer une pression excessive car le flacon pourrait s'ouvrir de façon soudaine, les mâchoires du dispositif de fixation-pliage risquant alors de heurter l'intérieur du flacon et de provoquer la chute de la lentille en dehors du dispositif.

FIG. 1-2 : Tirez complètement sur la languette, toujours en douceur, pour ouvrir entièrement le flacon. Examinez la lentille intraoculaire attentivement et rincez-la avec une solution saline stérile. Seuls des instruments d'introduction ayant été homologués et agréés pour l'utilisation avec cette lentille peuvent être employés. Remarque : veuillez vous référer au mode d'emploi de l'instrument d'insertion pour de plus amples informations.

ORIENTATION DE LA LENTILLE : dans le cas du modèle Adapt-AO, la lentille doit être implantée avec sa partie antérieure face à la partie antérieure de l'œil. L'orientation de la lentille intraoculaire peut être vérifiée par inspection visuelle des haptiques. Comme l'illustre la **FIG. 2-1**, lorsque les détrompeurs des haptiques sont en haut à droite (B) et en bas à gauche (A), vous êtes face à la partie antérieure de la lentille.

AKREOS™ FOLD (Veuillez vous référer aux diagrammes ci-joints) :

A) Pliage de la lentille :

FIG. 3-1 : Placez le pouce et l'index sur les points de pression du dispositif de pliage.

FIG. 3-2 : Pressez les mâchoires du dispositif de pliage. Vous entendrez un déclic après avoir verrouillé le dispositif.

FIG. 3-3 : Retirez la lentille pliée à l'aide de forceps d'implantation.

Ces forceps doivent être parallèles aux mâchoires du dispositif.

B) Maintien de la lentille dépliée :

FIG. 4-1 : N'activez pas le système de pliage. Utilisez-le comme un forceps de maintien.

Retirez la lentille en prenant l'optique le long de l'axe 6-12 heures.

APPLICATEUR HOMOLOGUÉ :

IMPLANT	APPLICATEUR	MATÉRIAU VISCOÉLASTIQUE
Adapt AO	AI-28	Ocucourt [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucourt [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :


Indice de réfraction des implants humides à 20 °C = 1,459.
Indice de réfraction des implants positionnés dans l'œil à 35 °C = 1,458.

GARANTIE : Bausch & Lomb Incorporated garantit que la lentille intraoculaire, lorsqu'elle est livrée, est dans un état conforme à toutes les lois applicables et à la version en cours du fabricant concernant les spécifications de la lentille intraoculaire en question à tous égards importants et qu'elle est exempte de défauts de fabrication.

BAUSCH & LOMB INCORPORATED N'ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU PAR EFFET DE LOI, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉE À, N'IMPORTE QUELLE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU DE COMPATIBILITÉ DANS UN BUT PARTICULIER. BAUSCH & LOMB INCORPORATED NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, SECONDAIRES, INDIRECTS OU DES DOMMAGES-INTERÊTS EXEMPLAIRES DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT, RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT MÊME SI BAUSCH & LOMB INCORPORATED AVAIT ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ D'UNE TELLE PERTE, DOMMAGE OU DÉPENSE.

POLITIQUE DE RETOUR DE MARCHANDISES : toutes les lentilles retournées doivent être accompagnées d'un numéro d'autorisation délivré par le service clientèle de Bausch & Lomb. Les implants ouverts ou non ouverts seront échangés contre une valeur numérique comparable, à condition qu'ils n'aient pas dépassé la date de péremption. Un coût de retraitement peut être imputé aux implants ayant dépassé la date de péremption. Cela s'applique aux lentilles ouvertes ou non ouvertes. La politique

de Bausch & Lomb ne prévoit aucun crédit ni offre de remboursement pour les lentilles retournées.



PUISSANCES DE LENTILLES DISPONIBLES : les cristallins artificiels Akreos sont fournis dans des dioptries allant de +0 à +30 (D) par écarts de 0,5D ou 1D selon le modèle et la gamme de dioptrie. TM/® indiquent des marques commerciales de Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated. Tous droits réservés.

Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA


CE 0197

STERILE


EC REP Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK


Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

AKREOS FOLD



AKREOS FOLD





DE INTRAOKULARLINSEN

BESCHREIBUNG: Bei der flexiblen Akreos-IOL handelt es sich um eine einteilige Linse, die aus einem hydrophilen Acryl-Copolymer gefräst wird, das mit UV-absorbierenden Eigenschaften versehen ist. Die Gesamtlänge variiert je nach IOL-Stärke. Zusammensetzung und spezielle Charakteristiken der Akreos-IOL sind auf der Verpackungsetikett angegeben.

INDIKATIONEN: Die Hinterkammerlinse Akreos ist primär für die Implantation zur optischen Korrektur der Aphakie bei Erwachsenen indiziert, bei denen die Kataraktlinse durch extrakapsuläre Extrakationsmethoden entfernt wurde. Die Linse ist für die Implantation im Kapselsack nach einer extrakapsulären Kataraktextraktion vorgesehen.

KONTRAINDIKATIONEN: Von einer Implantation ist abzuraten, wenn die IOL einen bestehenden Umstand verschlechtern kann, mit der Diagnose oder Behandlung einer Erkrankung interferieren kann oder ein Risiko für das Sehvermögen des Patienten darstellt. Solche Umstände sind: unkontrolliertes Glaukom, durch Röteln bedingte Katarakt, Retinaablösung, Irisatrophie, Mikrophthalmie, sich entwickelnde Augeninfektionen, Hornhautepitheldystrophie, operationsbedingte Komplikationen (z. B. Glaskörperverschlebung, Blutungen usw.) und vorhersehbare postoperative Komplikationen.

WARNUNG: Wie alle chirurgischen Eingriffe ist eine Kataraktoperation mit IOL-Implantation mit Risiken verbunden, die der Chirurg abwägen muss. Zu den potenziellen Komplikationen der Kataraktoperation gehören: Entzündungen (Iridozyklitis, Pupillenmembran, Glaskörperentzündung, zystoides Makulaödem usw.), Infektionen (z. B. Endophthalmitis), Retinaablösung, Pupillenblockierung, Irischémie, Verflachung der Vorderkammer, Blutungen (Hyphaema), Hornhautdystrophie, Glaukom, Irisatrophie. Zu den direkt mit der IOL verbundenen Komplikationen gehören: Dezentrierung und Subluxation, Präzipitate auf der Oberfläche der IOL. Silikonöl kann, insbesondere wenn es zur chirurgischen Behandlung der abgelösten Retina verwendet wird, an den IOL haften, wenn die Hinterkapsel der kristallinen Linse nicht intakt ist.

VERPACKUNG/STERILISATION: Akreos-IOL sind einzeln in einem Glasbehälter und einem Beutel verpackt, der unter sterilen Bedingungen zu öffnen ist. Die Darreichung der Akreos-IOL erfolgt in einem Behälter, der ein gleichzeitiges Halten und Falten des Implantats gestattet. Eine Patientenkarte und selbstklebende Etiketten mit einer Identifikation des Implantats stellen die medizinische Nachsorge des Patienten sicher und ermöglichen die Verfolgung der IOL. Sie befinden sich zusammen mit den Anweisungen für die Verwendung (Diagramm und Charakteristika der IOL, Seriennummer, Verfallsdatum usw.) in der Verpackung. Akreos-IOL werden mit Dampf sterilisiert.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR VERWENDUNG UND LAGERUNG: Bei Raumtemperatur lagern. Hohe Temperaturen (> 45 °C) vermeiden. Verwenden Sie die IOL nicht, falls die Verpackung oder die Versiegelung geöffnet oder beschädigt wurde. Die IOL ist schnellstmöglich nach Öffnen des Behälters zu verwenden. Das IOL-Modell, seine Stärke und sein Verfallsdatum sind vor Öffnen der Schutzverpackung und vor Öffnen des einzelnen sterilen Beutels zu überprüfen. Die Sterilität der IOL ist nur so lange gewährleistet, wie der einzelne sterile Beutel nicht geöffnet oder beschädigt wurde. Akreos-IOL können Substanzen absorbieren, mit denen sie in Kontakt kommen (Desinfektionsmittel, Medikamente usw.). Daher müssen Akreos-Linsen sorgfältig mit einer sterilen ausgeglichenen Kochsalzlösung gespült werden. Bei Durchführung einer posterioren YAG-Laser-Kapsulotomie ist darauf zu achten, dass der Laserstrahl etwas hinterhalb der posterioren Kapsel fokussiert wird.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG: Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie den sterilisierten Beutel, in dem sich der Linsenbehälter befindet. Ziehen Sie den Beutel langsam auf, um den Linsenbehälter im sterilen Bereich freizugeben. Überprüfen Sie vor Öffnen des Linsenbehälters noch einmal die IOL und ihre Stärke.

Öffnen des Behälters:

- Zum Entfernen der Kappe die Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Die Kappe vom Linsenbehälter abheben.

FIG. 1-1: Vorsichtig eine Seite der Lasche so lange mit dem Daumen eindrücken, während sich der Zeigefinger auf der gegenüberliegenden Seite befindet, bis sich die Versiegelung zu lösen beginnt.

Keinen übermäßigen Druck anwenden, da die Versiegelung sich sonst abrupt lösen könnte und die Klemmbacken so stark auf die Innenseite des Glasbehälters auftreffen können, dass die Linse aus ihrer Halterung fällt.

FIG. 1-2: Die Lasche vorsichtig zurückziehen und die Versiegelung vollständig brechen. Überprüfen Sie die Linse genau und spülen Sie sie mit steriler Kochsalzlösung. Es dürfen nur Insertionsinstrumente verwendet werden, die für die Verwendung mit dieser Linse geprüft und zugelassen wurden. Hinweis: Falls Sie weitere Informationen benötigen, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Insertionsinstruments nach.

LINSENAUSRICHTUNG: Beim Linienmodell Adapt-AO muss die Linse so implantiert werden, dass ihre vordere Seite nach oben in Richtung der vorderen Seite des Auges zeigt. Die Ausrichtung der IOL kann durch visuelle Inspektion der Haptiken überprüft werden. Wie in **FIG. 2-1** gezeigt befinden sich die Haptik-Markierungen von der vorderen Seite der Linse aus gesehen oben rechts **B** und unten links **A**.

AKREOS™ FOLD (Siehe beigelegte Diagramme):

A) Linsenfaltung:

FIG. 3-1: Legen Sie Daumen und Zeigefinger auf die Druckpunkte an den markierten Stellen auf dem Falgerät.

FIG. 3-2: Pressen Sie die Klemmbacken des Falgeräts zusammen. Beim Einrasten des Geräts ertönt ein Klickgeräusch.

FIG. 3-3: Nehmen Sie die gefaltete Linse mit einer Implantationspinzette heraus. Diese Pinzette muss parallel zu den Geräteklammern sein.

B) Halten der nicht gefalteten Linse:

FIG. 4-1: Aktivieren Sie das Faltsystem nicht. Verwenden Sie eine Haltepinzette. Nehmen Sie die Linse heraus, indem Sie die Optik entlang der 6-12-Uhr-Achse fassen.

GEPRÜFTE INSERTIONSINSTRUMENTE:


LINSE	INSERTER	VISKOELASTIKUM
Adapt AO	AI-28	Ocucoat® Amvisc®, Amvisc® Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat® Amvisc®, Amvisc® Plus

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:
Refraktionsindex der nassen Linse bei 20 °C = 1,459.
Refraktionsindex der Linse im Auge bei 35 °C = 1,458.

GEWÄHRLEISTUNG: Bausch & Lomb Incorporated gewährleistet, dass diese Intraokularlinse bei der Auslieferung allen anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Version der veröffentlichten Spezifikationen des Herstellers für eine solche Intraokularlinse in jeder wesentlichen Hinsicht entspricht und dass sie frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist.

BAUSCH & LOMB INCORPORATED SCHLIESST ALLE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, OB AUSDRÜCKLICH, KONKLUDENT ODER AUFGRUND GESETZLICHER HAFTUNG, DARUNTER EINE KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSBLICHEN QUALITÄT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. BAUSCH & LOMB INCORPORATED IST NICHT HAFTBAR FÜR BEILÄUFIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER EXEMPLARISCHE SCHÄDEN JEDER ART, DIE DIREKT ODER INDIREKT AUS DEM ERWERB ODER DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS HERRÜHREN, AUCH WENN BAUSCH & LOMB INCORPORATED ÜBER DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN VERLUSTES, SCHADENS ODER EINER SOLCHEN AUFWENDUNG INFORMIERT WAR.

RICHTLINIEN ZUR WARENÜCKGABE: Alle an Bausch & Lomb zurückgesendeten Produkte müssen von einer Autorisierungsnummer begleitet sein, die vom Kundendienst von Bausch & Lomb ausgegeben wird. Linsen in geöffneten oder nicht geöffneten Verpackungen werden gegen Waren in einem vergleichbaren Geldwert ausgetauscht. Als Voraussetzung hierfür gilt, dass sie das Verfallsdatum nicht überschritten haben dürfen. Für Linsen, die das Verfallsdatum bereits überschritten haben, wird gegebenenfalls eine Neubearbeitungsgebühr berechnet. Dies gilt sowohl für Linsen in ungeöffneten als auch für Linsen in geöffneten Verpackungen. Gutscheine oder Barauszahlungen für zurückgegebene Linsen widersprechen den Richtlinien von Bausch & Lomb.



VERFÜGBARE LINSENSTÄRKEN: Akreos-IOL sind in Stärken zwischen +0 bis +30 Dioptrien (Dptr.) in 0,5- bzw. 1-Dioptrien-Schritten erhältlich (abhängig vom Modell und Dioptrien-Bereich).

TM bzw. © kennzeichnen Marken von Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA

0197


REP

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK


STERILE

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

AKREOS FOLD



AKREOS FOLD



LENTI INTRAOCULARI

Evitare di esercitare pressione eccessiva poiché il sigillo potrebbe rilasciarsi di scatto e le ganasce potrebbero colpire l'interno del contenitore con forza sufficiente per provocare la caduta della lente.



- Gire la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.
- Retire la tapa del vial.

FIG.1-1: Con la pestaña entre el pulgar y el índice, presione cuidadosamente con el pulgar uno de sus laterales hasta que el sello comience a separarse.

LENTE	INSERTOR	VISCOELÁSTICOS
Adapt AO	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS: Todas las lentes que se devuelvan deben ir acompañadas de un número de autorización emitido por el servicio de atención al cliente de Bausch & Lomb. Las lentes abiertas o sin abrir se cambiarán por un producto de valor equivalente, siempre y cuando no hayan superado la fecha de caducidad. Podrá aplicarse un cargo por reprocesamiento en el caso de las lentes que hayan superado su fecha de caducidad. Esta norma se aplica tanto a los paquetes de lentes abiertos como a aquellos que no lo estén. La política de devoluciones de Bausch & Lomb no contempla

CURVA DE TRANSMITANCIA DE LUZ UV

Este gráfico mostra a curva de transmitância de luz UV para o material analisado. O eixo horizontal representa o comprimento de onda em nanômetros (nm), variando de 200 a 800 nm. O eixo vertical representa a porcentagem de transmitância, variando de 0,00 a 100,00%. A curva indica que o material é altamente transparente na região do visível (acima de 400 nm) e apresenta uma absorção significativa na região do UV, com a transmitância aumentando abruptamente a partir de aproximadamente 350 nm.

Comprimento de Onda (nm)	Transmitância (%)
200	0,00
300	0,00
350	0,00
360	10,00
370	30,00
380	60,00
390	80,00
400	90,00
450	95,00
500	95,00
600	95,00
700	95,00
800	95,00

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA



FIG. 1.1




FIG. 1.2




FIG. 2.1




FIG. 3.1




FIG. 3.2




FIG. 3.3






FIG. 4.1



INTRAOKULÆRE LINSER

Tryk ikke for hårdt, da forseglingen pludselig kan blive brudt, og takkerne kan ramme indersiden af glasset så hårdt, at linsen falder ud af holderen.

RETURERING AF PRODUKTER: Alle linser, der returneres, skal ledsages af et returtilladelsesnummer udstedt af Bausch & Lomb's kundeafdeling. Åbnede eller uåbnede linser vil blive ombyttet med en tilsvarende valutaværdi, forudsat at de ikke har overskredet deres udløbsdato. For linser, hvis udløbsdato er overskredet, kan der beregnes et genforarbejdningsstillæg. Dette gælder både åbnede og uåbnede linsepakninger. Bausch & Lomb udsteder ikke kredit og omveksler ikke returnerede linser til kontanter.



Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA







AKREOS FOLD

FIG. 1.1

FIG. 1.2

FIG. 2.1

FIG. 3.1






AKREOS FOLD

FIG. 3.2

FIG. 3.3

FIG. 4.1





INTRAOCULAIRE LENZEN

BESCHRIJVING: De flexibele Akreos IOL is een lens uit één stuk die is gemaakt van een hydrofiele acrylpolymeer die UV absorbeert. De totale lengte is afhankelijk van de lenssterkte. De samenstelling en eigenschappen van elke Akreos IOL staan vermeld op het label op het karton.

INDICATIE: De Akreos lens voor de voorste kamer is bedoeld voor primaire implantatie ter correctie van de visus bij afakie in volwassen patiënten bij wie een vertroebelde lens is verwijderd met behulp van extracapsulaire extractiemethoden. De lens is bedoeld voor implantatie in het lenskapsel volgens op extracapsulaire cataractextractie.

CONTRAINDICATIE: Implantatie wordt niet aanbevolen als de IOL een bestaande aandoening kan vergeren, nadelig kan zijn voor het stellen van een diagnose of het behandelen van een ziekte, of een risico voor het gezichtsvermogen van de patiënt kan vormen. Dit betreft de volgende aandoeningen en omstandigheden: een niet-beheerst glaucoom, cataract door rubeosis, retinaloslatting, atrofie van de iris, microftalmie, zich ontwikkelende chronische ooginfecties, endotheliale corneadystrofie, complicaties rond de operatie (zoals verlies van glasvocht, bloedingen...), voorzienbare postoperatieve complicaties.

WAARSCHUWING: Zoals alle chirurgische ingrepen, brengt ook het chirurgisch inbrengen van IOL's risico's met zich mee die de chirurg moet afwegen. Mogelijke complicaties bij het opereren van cataracten zijn: ontsteking (indocyclitis, pupillair membraan, glasvochtontsteking, CMO ...), infectie (endofthalmitis...), retina-loslating, pupillablokkering, iristsreuk, afplatting van de voorste kamer, bloeding (hyfemie), cornea-dystrofie, glaucoom, atrofie van de iris. Dit zijn complicaties die een rechtstreeks verband houden met de IOL: gedecentreerd raken, subluxatie, vertroebelingen op het oppervlak van de IOL. Siliconenolie kan, vooral wanneer deze wordt gebruikt bij de chirurgische behandeling van een losgelaten retina, achterblijven op IOL's als het achterste kapsel van de kristallens beschadigd is.

VERPAKKING / STERILISATIE: Akreos IOL's zijn per stuk verpakt in een flesje en een hoes die alleen in een steriele omgeving mag worden geopend. De IOL's zijn verder verpakt in een fitting die het mogelijk maakt het implantaat tegelijk vast te nemen en te vouwen. Een bijgesloten patiëntenkaart en zelfklevende labels met gegevens van het implantaat vergemakkelijken de medische nazorg voor de patiënt en het registreren van de IOL. Deze worden geleverd in de kartonnen verpakking waarin zich de instructies bevinden voor het gebruik (een afbeelding en de eigenschappen van de IOL, het serienummer, de vervaldatum, enzovoort). Akreos IOL's zijn met stoom gesteriliseerd.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK EN OPSLAG: Sla het product op bij kamertemperatuur. Vermijd hoge temperaturen (> 45°C). Gebruik de IOL niet als de kartonnen doos of de verzegeling geopend of beschadigd is. De IOL moet zo kort mogelijk na het openen van het flesje worden gebruikt. Het model, de sterkte en de vervaldatum van de IOL moeten worden gecontroleerd voordat de beschermende verpakking wordt geopend en voordat de steriele hoes van een afzonderlijke lens wordt geopend. De steriliteit van de IOL is gegarandeerd zolang de afzonderlijke steriele hoes ongeopend en onbeschadigd is. Een Akreos IOL kan stoffen absorberen waarmee deze in aanraking komt (ontsmettingsmiddel, geneesmiddel...). Om deze reden dient een Akreos-lens zorgvuldig gespoeld te worden met een steriele gebalanceerde zoutoplossing. Als er een YAG-laser-capsulotomie in de achterste kamer wordt uitgevoerd, dient u ervoor te zorgen dat de laserstraal niet achter het achterste kapsel wordt gericht.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK: Open de kartonnen verpakking en verwijder de gesteriliseerde hoes waarin het lensflesje is opgeborgen. Schil de hoes los zodat het lensflesje vrijkomt in het steriele veld. Controleer voordat u het lensflesje opent nog een keer of de eigenschappen en de sterkte van de IOL juist zijn.

- Open van het flesje:
- Draai de dop linksom om hem te verwijderen.
- Verwijder de dop van flesje.

FIG. 1-1 Druk met de duim voorzichtig op één kant van het lipje en houd de wijsvinger aan de andere kant totdat de verzegeling begint los te breken.

Oefen geen al te sterke druk uit, anders loopt u de kans dat de verzegeling plotseling losraakt en de bek de binnenkant van het flesje met zoveel kracht raakt dat de lens uit de houder valt.

FIG. 1-2 Trek het lipje voorzichtig naar achteren om de verzegeling volledig te los te halen.

Controleer de lens zorgvuldig en spoel de lens met een steriele zoutoplossing. Alleen instrumenten die zijn gevalideerd en goedgekeurd voor het inbrengen van deze lens mogen worden gebruikt. Opmerking: Raadpleeg voor aanvullende informatie de richtlijnen voor het gebruik van het inbrenginstrument.

STAND VAN DE LENS: Een Adapt-AO lens dient geïmplanterd te worden met de voorkant van de lens omhoogwijzend naar de voorzijde van het oog. De stand van de IOL kan worden geverifieerd door een visuele inspectie van de haptische delen. Als de haptische delen zich rechtsboven (B) en links onder (A) bevinden (zie FIG. 2-1), dan kijkt u tegen de voorzijde van de lens.

AKREOS™ FOLD (Zie de bijgesloten afbeeldingen):

A) Lens opvouwen:

FIG. 3-1: Plaats duim en wijsvinger op de indrukpunten van de vingervuistsparingen van het opvouwinstrument.

FIG. 3-2: Knijp de bek van het opvouwinstrument dicht. U hoort een klik zodra het instrument is vergend.

FIG. 3-3: Neem de opgevouwen lens uit het instrument met een implantatieforceps. De forceps moet parallel met de bek van het apparaat worden gehouden.

B) Het vasthouden van de niet-opgevouwen lens:

FIG. 4-1: Activeer het opvouwmecanisme niet. Gebruik als een vasthoudforceps.

Verwijder de lens door het optiek vast te pakken langs de as van 6-12 uur.

GEVALIDEERD INBRENGINSTRUMENT:

LENS	INBRENGINSTRUMENT	VISCO-ELASTISCH
Adapt AO	AI-28	Ocucourt [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucourt [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus


FYSIEKE EIGENSCHAPPEN:

Brekingsindex van de lens in vocht bij 20°C = 1,459.
Brekingsindex van de lens in het oog bij 35°C = 1,458.

GARANTIE: Bausch & Lomb Incorporated garandeert dat deze lens op het moment van levering in materieel opzicht voldoet aan de geldende wetgeving en de op dat moment door de fabrikant gepubliceerde specificaties voor een dergelijke intraoculaire lens, en dat de lens vrij zal zijn van gebreken in materiaal en arbeid.

BAUSCH & LOMB INCORPORATED GEEFT NOCH UITDRUKKELIJK, NOCH IMPLICIET, NOCH OP GROND VAN DE WET, NOCH ANDERSZINS, ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NOCH ENIGE ANDERE GARANTIE. BAUSCH & LOMB INCORPORATED ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE SCHADE, VERVOLGSCHADE OF ENIGE IMMATERIELE SCHADE DIE DIRECT OF INDIRECT VOORTKOMT UIT DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS NIET INDIEN BAUSCH & LOMB INCORPORATED IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIEZEN, SCHADES OF KOSTEN.

BELEID VOOR HET TERUGNEMEN VAN GOEDEREN: Alle lenzen die worden geretourneerd moeten zijn voorzien van een autorisatienummer dat door Bausch & Lomb Customer Service is verstrekt. Geopende of ongeopende lenzen worden geruild tegen een vergelijkbare waarde in geld, mits de houdbaarheidsdatum niet is overschreden. Voor het innemen van lenzen waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt voor geopende en ongeopende lenzen. Het is niet het beleid van Bausch & Lomb om teruggestuurde lenzen (cash) te crediteren.



BESCHIKBARE LENSTERKTEN: Akreos IOL's zijn beschikbaar van +0 tot +30 dioptrie (D) in stappen van 0.5 D of 1 D, afhankelijk van het model en het dipotriebereik.

TM/® duidt op een handelsmerk van Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

CE 0197

EC REP

STERILE



AKREOS FOLD

FIG. 1.1

FIG. 1.2

FIG. 2.1

FIG. 3.1





FIG. 3.2

FIG. 3.3

FIG. 4.1



RYVELSE: Akroes fleksibel intraokulær linse (IOL) er en linse i én del som er kuttet fra en hydrofil polymer som inneholder en UV-absorber. Den totale lengden varierer avhengig av IOL-styrken, innsetningen og egenskapene til Akroes intraokulær linse er angitt på etiketten på esken.

ASJONER: Akroes linse for bakre kammer er indisert for primær ekstraksjon for visuell ering av afaki hos voksne pasienter der en kataraktlinse er fjernet ved ekstrakapsulære ksjonsmetoder. Linsen er utformet for implantasjon i kapsellommen etter ekstrakapsulær lsektektaksjon.

KONTRAINDIKASJONER: implantasjon frarådes når intraokulære lins kan forverre en eksisterende lidelse, innvirke på muligheten for å diagnostisere eller behandle en sykdom, eller utgjøre en fare for pasientens syn. Implantasjon er kontraindisert i følgende tilfeller: ukontrollert glaukom, rubellakatarakt, netthinneavløsning, irisatrofi, mikroftalmi, utvikling av kroniske øyefeksjoner, corneadendoteldystrofi, peroperative komplikasjoner (for eksempel tap av corpus vitreum, hemoragi osv.), forutsigbare postoperative komplikasjoner.

ADVARSEL: Som med alle kirurgiske prosedyrer, innebærer kataraktkirurgi med implantasjon av intraokulære linsrisiko som kirurgen må vurdere. Mulige komplikasjoner ved kataraktkirurgi er: infammasjon (iridocyclitt, pupillmembran, infammasjon i corpus vitreum, CME osv.), infeksjon (endofthalmit osv.), netthinneavsløsing, blokkering av pupillåpningen, irishernia, fortløft av fremre kammer, hemoragi (hyfema), corneadystrofi, glaukom, irisatrofi. Komplikasjoner som er direkte relaterte til intraokulære lins: desentering og sublukasjon, utfellinger på linseoverflaten. Silikonlinsje, spesielt når det brukes i kirurgisk behandling av netthinneavsløsing, kan klebe seg til intraokulære lins hvis den bakre kapselen ikke er intakt.

EMBALLASJE / STERILISERING: Akreos intraokulære linser er pakket enkeltvis i en glassampulle og en pose som skal åpnes under sterile forhold. Akreos intraokulære linser er plassert i en holder som tillater at implantatet holdes og foldes samtidig. Et pasientkort og selvklebende etiketter som identifiserer implantatet, sikrer medisinsk oppfølging av pasienten og sporing av linsen. Disse følger med i esken som inneholder bruksanvisning (diagram og egenskaper for den intraokulære linsen, serienummer, holdbarhetsdato, osv.). Akreos intraokulære linser er dampsteriliserte.

FORHOLDSGRADER FOR BRUK OG OPPBEVARING: Oppbevares ved romtemperatur. Unngå høye temperaturer (> 45 °C). Bruk ikke den intraokulære linsen hvis esken eller forseglingen er åpnet eller skadet. Den intraokulære linsen skal brukes så snart som mulig etter at ampullen er åpnet. Linsenelementet, styken og holdbarhetsdatoen må kontrolleres før forpakningen og den individuelle stielte posen åpnes. Den intraokulære linsen er garantert stiel bare hvis den stielte posen ikke er åpnet eller skadet. Akroes intraokulære linsen kan absorberer stoffe de kommer i kontakt med (desinfiserende midler, legemidler osv.). Akroes-linser må derfor skylles grundig med en stiel balnsalt oppløsning. Hvis det forventes en bakre kapsulotomi med YAG-laser, må det sørges for at laserstrålen er fokusert litt bakerfor den bakre kapselen.

BRUKSANVISNING: Åpne esken og ta ut den steriliserte posen som inneholder linseampullen. Åpne posen forsiktig slik at linseampullen blir plassert i det sterile feltet. Før linseesken åpnes må den intraokulære linsen og dens styrke kontrolleres en siste gang.

Teknikk for åpning av ampullen:

- Skru lokket mot klokken for å ta det av.
- Ta lokket av ampullen.

FIG. 1-1: Trykk forsiktig på en side av fliken med tommelen, med pekefingeren på motsatt side, til forseqlingen begynner å brytes.

Unngå å trykke for hardt, da forseglingen brått kan gi etter og tennene kan slå så hardt mot innsiden av ampullen at linsen faller ut av holderen.

FIG. 1-2: Trekk flisen forsiktig tilbake for å bryte forseqlingen.

Undersøk linsen nøye, og skyll den med steril saltløsning. Bare innføringsinstrumenter som er validert og godkjent for bruk med denne linsen, skal brukes. Merk: Se i bruksanvisningen for innføringsinstrumentet hvis du trenger mer informasjon.

LINSEORIENTERING: For Adapt-AO-linsemodellen, må linsen implanteres med fremre side av linsen mot den fremre siden av øyet. Orienteringen på den intraokulære linsen kan kontrolleres ved visuell inspeksjon av haptikken. Som vist i **FIG. 2-1**, ser du den fremre siden av linsen når haptikken er øverst til høyre, **B**, og nederst til venstre, **A**.

AKREOS™ FOLD (Se vedlagte diagrammer):

A) Folding av linse:

FIG. 3-1: Plasser tommel og pekefinger på klemmepunktene på fordypningene på foldeenheten.

FIG. 3-2: Trykk sammen tennene på foldeenheten. Du vil høre en klikkelyd når enheten er lukket.

FIG. 3-3: Fjern den foldede linsen med en implantasjons-forceps.

Slike forceps må være parallelle med enhetens tenner.

B) Holde linser som ikke er foldet:

FIG. 4-1: Ikke aktiver foldesystemet. Bruk som en forceps.

Fjern linsen ved å gripe tak i optikken langs 6-12-aksen.

VALIDERT INNFØRINGSINSTRUMENT:

LINE#	INSTRUMENT	VISCOELASTIC
Adapt AO	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

FYSISKE EGENSKAPER:


Refraktiv indeks for linsen når den er våt ved $20^{\circ}\text{C} = 1,459$.

Refraktiv indeks for linsen når den er våt ved $35^{\circ}\text{C} = 1,458$.

GARANTI: Bausch & Lomb Incorporated garanterer at den intraokulære linsen, når den leveres, samsvarer med alle gjeldende lover og produsentens da gjeldende versjon av publiserte spesifikasjoner. En slik intraokulær linse i alle henseender når det gjelder materiale, og skal være fri for defekter i materiale eller utføring.

BAUSCH & LOMB INCORPORATED FRASIER SEG ALLE ANDRE GARANTIER, ENTEN EKSPLISITTE, IMPLISITTE ELLER VED LOV, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. BAUSCH & LOMB INCORPORATED SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE UTILISKEDE OG ETTERFØLGENDE TAT, SKADER ELLER KOSTNADER AV NOE SLAG, SOM DIREKTE ELLER INDIRKTE FORÅRSAKES AV KJØPET AV DETTE PRODUKTET, SELV OM BAUSCH & LOMB INCORPORATED ER BLITT UNDERRETTEET OM MULIGHETEN FOR DETTE.

RETNINGSLINJER FOR RETUR AV VARER: Alle linser som returneres, må ha et autoriseringsnummer fra kundeservice hos Bausch & Lomb. Åpnede eller uåpnede linser byttes mot en tilsvarende valutaverdi forutsatt at de ikke har gått ut på dato. Hvis linsene har gått ut på dato, kan en ekstra behandlingsavgift legges til. Dette gjelder både åpnede og uåpnede linser. Det er ikke praksis hos Bausch & Lomb å innvilge kreditt eller qi kontantrefusjon for returnerte linser.



TILGJENGELIGE LINSESTYRKER: Akreos intraokulære linser er tilgjengelige fra +0 til +30 dioptr (D) i trinn på 0,5D eller 1D, avhengig av modell og diopterskala.

TM/® angir varemerker for Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated. Med enerett.

 **Bausch & Lomb Incorporated**
Rochester, NY 14609 USA

EC REP
Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA



FIG. 1.1 FIG. 1.2 FIG. 2.1 FIG. 3.1





FIG. 3.2
FIG. 3.3
FIG. 4.1



INTRAOKULAARILINSSIT

Ampullin avaaminen:


- Kierrä korkkia vastapäivään.
- Irrota korkki ampullista.

FIG. 1-1: Paina varovasti peukalolla kielekkeen toista puolta pitäen samalla etusormea vastakkaisella puolella, kunnes sinetti alkaa antaa periksi.

FIG. 3-3: Poista taitettu linssi implantointiin käytettävillä pihdeillä. Pihtien on oltava samansuuntaisesti laitteen leukojen kanssa.

LINSI	ASETIN	VISKOELASTINEN
Adapt A0	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

PALAUTUSOIKEUS: Linsssi voidaan palauttaa vain, jos palautuksen mukana on Bausch & Lombin asiakaspalvelun myöntämä valtuutusnumero. Avautusta tai avaaomattomaksi linsssipalkkauksista maksetun niiden vältyntä yhteydessä niiden aro vastava hyvitys, mikäli niiden käyttöä ei ole kulunut umpeen. Käyttötien ohittaneista linsseistä saatetaan perii uudelleenprosessoinnismaksu. Tämä koskee niin avuttajia kuin avaaomattomakin linsssipalkkauksia. Bausch & Lomb ei anna rahojä takaisin palautetuista linsseistä.



EC REP Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA





AKREOS FOLD

FIG. 1.1

FIG. 1.2

FIG. 2.1

FIG. 3.1






AKREOS FOLD

FIG. 3.2

FIG. 3.3

FIG. 4.1



SV

INDIKATIONER: Linsen Akreos för den bakre kammaren är avsedd för primärimplantering vid behandling av afaki hos vuxna patienter, där en kataraktangripen lins har avlägsnats genom extrakapsulär extraktion. Linsen är konstruerad för att implanteras i kapsulärsäcken efter extrakapsulär kataraktextraktion.

INDIKATIONER: Linsen Akreos för de bakkre kammaren är avsedd för primärinplantering vid behandling av afaki hos vuxna patienter, där en kataraktangripnen lins har avlägsnats genom extrakapsulär extraktion. Linsen är konstruerad för att implanteras i kapsuläråsen efter extrakapsulär kataraktextraktion.

KONTRAINDIKATIONER: Implanat är inte att rekommendera om de intraokulära linserna riskerar att förvärra ett rådande tillstånd, såsom diagnos och behandling av en sjukdom eller om de utgör en risk för patientens syn. Tillstånd som är av följande: okontrollerad glaukom, rubellakatarakt, näthinneavlossning, irisfrit, mikroftalmi, utvecklande av kroniska okonjunktiviter, endotelial korneal dystrofi, perioperativa komplikationer (såsom glaskroppsförfall, blödning m.m.), förutsebara postoperativa komplikationer.

FÖRPACKNING / STERILISERING: Akreos intraokulära linser är individuellt förpackade i en glasbehållare och en påse som ska öppnas i steril miljö. Akreos intraokulära linser levereras i en hållare som gör det möjligt att hålla och sika implantatet på samma gång. Det patientkort och självhäftande etiketter identifierar implantatet och säkerställer den medicinska uppföljningen för patienten samt gör det möjligt att spåra den intraokulära linser. Linserna levereras i en kartong med användarinstruktioner (diagram) och egenskaper för den intraokulära linsen, serienummer, bäst före-datum m.m.). Akreos intraokulära linser har steriliserats med ånga.

ANVÄNDARANVISNINGAR: Öppna kartongen och ta bort den steriliserade påsen med linsbehållaren. Öppna påsen försiktigt och placera linsbehållaren på en steril plats. Innan linsbehållaren öppnas ska den intraokulära linsen och dess styrka kontrolleras en sista gång.

- Vrid kapsylen moturs för att avlägsna den.
- Ta bort kapsylen från behållaren.

Undvik att utöva alltför stor kraft, eftersom förseglingen kan ge efter plötsligt och käftarna träffa behållarens insida med tillräcklig kraft för att få linsen att falla från hållaren.

FIG. 1-2: Dra försiktigt tillbaka fliken för att slutföra brytningen av förseglingen.

AKREOS™ FOLD (Se bifogade diagram):

FIG. 3-1: Placera tumme och pekfinger på tryckpunkterna på vikdonets fingermärken.

FIG. 3-2: Kläm om käftarna på vikdonet. Ett klickliud hörs när vikdonet läses.

B) Hålla ovikt linor

FIG. 4-1: Viksystemet får inte aktiveras. Använd donet som en hållpincett.

Avlägsna linsen genom att dra den längs en linje motsvarande klockslagen 6 och 12.

VALIDERAD INFÖRARE:

LINS	INFÖRARE	VISKOELASTISKT MATERIAL
Adapt AO	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus


Brytningsindex för våt lins vid $20^{\circ}\text{C} = 1,459$.

Brytningsindex för linsen när den är i ögat vid $35^{\circ}\text{C} = 1,458$

GARANTI: Bausch & Lomb Incorporated garanterar att den intraokulära linsen vid leverans uppfyller kraven i alla tillämpliga lagar samt i tillverkarens då gällande version av de tryckta specifikationerna för sådana intraokulära linser i allt som rör materialet, samt är fri från defekter i material eller utförande.

BAUSCH & LOMB INCORPORATED UTFÄRDAR INGA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER I KRAFT AV LAG, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, NÅGON UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. BAUSCH & LOMB INCORPORATED KAN EJ HÄLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGOT INDIREKTA SKADOR, FÖLJSKADOR ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG SOM DIREKT ELLER INKREKT HÄNFÖR SIG TILL KÖP ELLER ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, ÄVEN OM BAUSCH & LOMB INCORPORATED HAR GJORT UPPMÄRKSAMMA PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN FÖRLUST, SKADA ELLER KOSTNAD.

POLICY FÖR VARURETUR: Alla linser som returneras måste ha ett auktorisationsnummer från Bausch & Lomb kunds service. Öppnade eller öppnade linser kommer att bytas mot ett jämförbart värde i dollar, förutsatt att de inte har passerat angivet förfallodatum. En hanteringsavgift kan tas ut för linser med passerat förfallodatum. Detta gäller både öppnade och öppnade linsförpackningar. Bausch & Lomb har inte som policy att ge kredit eller kontant återbetalning för returnerade linser.



TILLGÅNGLIGA LINSSTYRKOR: Akreos intraokulära linser finns tillgängliga i styrkor från +0 till +30 dioptrier (D) i dioptristeg om 0,5D eller 1D, beroende på modell och dioptriintervall.

TM/® avser varumärken som tillhör Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated. Med alla rättigheter.

 Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA

EC	REP
----	-----

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

© 0197

STERILE

② ~~STERILIZE~~ ②

FIG. 1.1




FIG. 1.2




FIG. 2.1




FIG. 3.1




FIG. 3.2




FIG. 3.3





FIG. 4.1



EL

- Περιστρέψτε το πώμα αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
- Αφαιρέστε το πώμα από το φιαλίδιο.

ΦΑΚΟΣ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	ΒΙΣΚΟΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Adapt A0	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Όλοι οι φακοί οι οποίοι επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από έναν αριθμό έγκρισης που εκδίδεται από το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Bausch & Lomb. Οι ανοικτοί ή κλειστοί φακοί θα επιστρέφονται έναντι ισοδύναμης χρηματικής αξίας, εφόσον δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης των επιστρεφόμενων φακών, ενδεχομένως να υπολογιστεί μια χρέωση επανεισπείρασης. Αυτό ισχύει για φακούς που επιστρέφονται σε ανωμάλη ή μη ανωμάλη συσκευασία. Η πολιτική της Bausch & Lomb δεν προβλέπει την πίστωση ή επιστροφή χρημάτων για τους επιστρεφόμενους φακούς.




FIG. 1.1 **FIG. 1.2** **FIG. 2.1** **FIG. 3.1**





FIG. 3.2	FIG. 3.3	FIG. 4.1
-----------------	-----------------	-----------------




ET

FIG. 1-2: Tõmmake sakki ettevaatlikult, et lõpetada pitseri murdmine.

TUNNUSTATUD SIESTUSVAHENDID:

LÄÄTS	SISESTUSVAHEND	VISKOOSIELASTIK
Adapt A0	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

KAUBA TAGASTAMINE: kõikidele tagastatavatele lätsetele tuleb lisada autoriseerimisnumber, mille on väljastanud ettevõtte Bausch & Lomb klienditeenindus. Autorisatsiooni allariigi ja avamata pakendiga lätsete vahetamiseks teiste samaväärse hinnaga lätsete vastu (arvestatuna dollaritasu), eelades, et lätsete kõlblikkusaeg pole möödunud. Kõlblikkusaja ületanud lätsete eest võidakse küsida taastõõlemistasu. See kehtib nii avatud kui ka avamata pakendiga lätsete kohta. Ettevõtte Bausch & Lomb ei anna taastatud lätsete eest krediiti ega maksa sularahas.



Manufacturing Site:

omb Incorporated

ice Blvd. North

Florida 33759 USA

CE 0197

STERILE

2
STERILIZE

2

FIG. 1.1 FIG. 1.2 FIG. 2.1 FIG. 3.1






FIG. 3.2 **FIG. 3.3** **FIG. 4.1**



Čočku důkladně zkontrolujte a opláchněte sterilním fyziologickým roztokem. Je nutno používat pouze zaváděcí nástroje, které byly validovány a schváleny pro použití s touto čočkou. Poznámka: Přetěte si prosím návod k použití dodávaný se zaváděcím nástrojem, kde naleznete další informace.

ČOČKA	ZAVÁDEČ	VISKOELASTICKÝ MATERIÁL
Adapt A0	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

PRÁVIDLA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ: Veškeré vrácené čocky musejí mít přiloženo číslo oprávnění vydaného službou pro podporu zázakníku společnosti Bausch & Lomb. Otevřené nebo neotevřené čocky budou vyměněny za zboží srovnatelné peněžní hodnoty, ovšem za podmínky, že nemají prošlou expiraci. Pokud již čocky expiraci prošlou mají, může být účtován poplatek za jejich přepracování. To se týká jak otevřených, tak neotevřených balení nitroočních čocků. V rámci svých zásad společnost Bausch & Lomb za vrácené čocky nevydává dobropisy ani náhrady v hotovosti.



Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA



FIG. 3.1










FIG. 4.1



HU

1-1. FIG. Hüvelykujjával óvatosan nyomja meg a fül egyik oldalát, mutatóujját a szemközti oldalon tartva, amíg a lezárás meglazul.

LENCE	BEHELYEZŐSÍK	VISZKOELASZTIKUS ANYAG
Adapt A0	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

ÁRUVISSZAKÜLDÉSI IRÁNYELVEK: A visszaküldött lencsékhez mindig mellékelni kell a Bausch & Lomb Ügyfélszolgálatától kiadott engedélyezési számot. A felbontott vagy bontatlan lencsék hasonló értékben becserélhetők, feltéve, hogy még nem jártak le. Lejárt lencsék esetén újrafeldolgozási díj számítható fel. Ez érvényes a felnyitott és a felnyitatlan lencsére is. A Bausch & Lomb nem vállalja, hogy a visszaküldött lencsékért jövőrájait vagy készpénzes visszatérítést adjon.




FIG. 1.1




FIG. 1.2




FIG. 2.1




FIG. 3.1




FIG. 3.2

FIG. 3.3






FIG. 4.1



PI

WSKAZANIA: Wskazaniem do zastosowania soczewki tylnokomorowej Akreos jest korekcja bezsoczewkowości (afakii) u dorosłych po zewnątrztorbowym usunięciu zaćmy. Soczewkę umieszcza się w torbie soczewki pacjenta pozostającej po zewnątrztorbowym usunięciu zaćmy.

OSTRZEŻENIE: Jak każdy zabieg chirurgiczny, operacje usunięcia szwami z implantacją soczewki wewnątrzokularnej podlega za sobą ryzyko, które musi zostać oszacowane przez chirurga. Do potencjalnych powikłań chirurgicznego leczenia ząbków należą: ząb zapalne (zapalenie błony śluzowej i ciała rzęskowego, błona zreniczna, zapalenie ciała szklanego, obrzęk torbielowaty płamki), zakażenia (wewnętrzne zapalenie oka, ...), odwarstwienie siatkówki, błokada zreniczna, przepuklina tęczówki, spłaszczenie komory przedniej, kwrotok (krwistek), dystrofia rogówki, jaskra, atrofia tęczówki, powikłań związanych bezpośrednio z soczewkami wewnątrzokularnymi zalicza się: przesunięcie od osi optycznej, pojawienie się osadzin na powierzchni soczewki, zapalenie wewnątrzokularowe. Olej silikonowy szczególnie w przypadku zastosowania do leczenia chirurgicznego odwarstwienia siatkówki, może przyczynić do soczewki wewnątrzokularnej, jeżeli tylko część torbki ciała szklanego nie jest nienaruszona.

SKŁÓD OŻYWIENIOWY PRZY STOSOWANIU I PRZECZYTYWANIU: Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikać wysokich temperatur (> 45°C). Soczewki wewnątrzokularne nie należy wykorzystywać, jeśli kartonowe pudełko lub jego pozostałe zawarte lub uszkodzone. Soczewka wewnątrzokularna powinna być wyjęta z pudełka w możliwie najkrótszym czasie po otwarciu. Modele soczewek wewnątrzokularnych, jej sąła i powierzchnie soczewek powinny zostać schłodzone przed otwarciem opakowania. W przypadku uszkodzenia soczewki wewnątrzokularnej należy wymienić. Strata soczewki wewnątrzokularnej jest gwarantowaną wtyki wady, ogni indywidualnie, sterylne tworzenie powłoki nieotwartą i nie jest uszkodzone. Soczewki wewnątrzokularne Akreos mogą absorbować substancje, którymi się stykają (Soczki dezynfekujące, leki, ...). Z tego względu soczewki Akreos należy dokładnie przepłukać sterylnością, zbilansowanym roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wykonywane jest nacięcie soczewki wewnątrzokularnej, należy dopilnować, aby promień lasera był zogniskowany w niezmiernie odległości za trefką Wtyki.

Technika otwierania fiolki:

- Obracać nakrywkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.
- Zdziać nakrywkę z fiolki.

FIG. 1-1: Ostrożnie popchnąć jedną stronę występu za pomocą kciuka, gdy palec wskazujący znajduje się po przeciwnej stronie, aż uszczelnienie zacznie się przerywać.

FIG. 1-2: Ostrożnie pociągnąć za występ w celu przerwania uszczelnienia do końca.

ORIENTACJA SOCZEWEK: W przypadku modelu soczewki wewnątrzgałkowej Adapt-A0 soczewka powinna zostać wszczepiona stroną przednią ułożoną w kierunku przedniej części oka. Orientację soczewki wewnątrzgałkowej można sprawdzić przez oglądniętych części haptycznej. Jak przedstawiono na **FIG. 2-1**, gdy elementy haptyczne znajdują się w górnej prawej **B** i dolnej lewej **A** części; widać przednią stronę soczewki.

A) Zginanie soczewki:

FIG. 3-2: Ścisnąć szczęki urządzenia zginającego. Usłyszysz się trzask w momencie zamknięcia się urządzenia

muszą być trzymane równolegle do szczęk urządzenia.

B) Sposób trzymania soczewki niezłożonej:

FIG. 4-1: Nie uruchamiać urządzenia do zginania. Stosować kleszczyki.

Wyciągnąć soczewkę, chwytając część optyczną wzdłuż osi zegara 6-12.

ZATWIERDZONE URZĄDZENIE DO WPROWADZANIA:

ZATWIERDZONE URZĄDZENIE DO WPROWADZANIA:		
SOCZEWKI	URZĄDZENIE DO WPROWADZANIA	PREPARAT WISKOELASTYCZNY
Adapt A0	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus


PARAMETRY FIZYCZNE:

Współczynnik załamania soczewki wilgotnej przy temperaturze 20°C = 1,459.
Współczynnik załamania soczewki umieszczonej w oku przy temperaturze 35°C = 1,458.

GWARANCJA: Firma Bausch & Lomb Incorporated gwarantuje, że w momencie dostawy soczewka wewnątrzgałkowa będzie odpowiadała wszystkim właściwym wymaganiom prawnym i specyfikacji producenta aktualnie obowiązującej dla tego typu soczewki wewnątrzgałkowej pod względem zastosowanych materiałów i będzie wolna od wad materiałowych i wykonawczych.

FIRMA BAUSCH & LOMB INCORPORATED NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI, WYRĄŻONYCH BEZPOŚREDNIO, DODMIENIANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA PRZEPISÓW, W TYM MIĘDZY INNYMI ŻADNYCH DODMIENIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA BAUSCH & LOMB INCORPORATED NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, WÓTNE, POŚREDNIE LUB PRZYKŁADOWE USZKODZENIA DOWOLNEGO RODZAJU, WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z KUPU LUB UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA BAUSCH & LOMB INCORPORATED BYŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKIEJ STRATY. USZKODZENIA LUB WYDATKU.

ZWROT PRODUKTU: Wszystkie zwrócone soczewki muszą być opatrzone numerem potwierdzenia wydanym przez dział obsługi Klienta firmy Bausch & Lomb. Otwarte i nieotwarte soczewki będą wymieniane na odpowiednią kwotę pieniędzy pod warunkiem, że nie upłynęła ich data ważności. W przypadku soczewek, których data ważności upłynęła, może zostać pobrana opłata związana z ponownym przetworzeniem. Dotyczy to otwartych i nieotwartych soczewek. Zgodnie ze swoimi zasadami firma Bausch & Lomb nie udziela zwrotów kredytowych lub gotówkowych w przypadku zwróconych soczewek.



SILA OFEROWANYCH SOCZEWEK: Soczewki Akreos IOL dostępne są o mocy od +0 do +30 dioptrii (D) o wartościach wzrastających o 0,5D lub 1D w zależności od modelu i zakresu dioptrii.

Znaki TM i ® oznaczają znaki handlowe firmy Bausch & Lomb Incorporated.

© Bausch & Lomb Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA

EC	REP
----	-----

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

CE 0197

STERILE

② ~~STERILIZE~~ ② ~~2~~

FIG. 1.1




FIG. 1.2




FIG. 2.1




FIG. 3.1







FIG. 3.2

FIG. 3.3

FIG. 4.1




VNÚTROČNÉ ŠOŠOVKY

FIG. 1-2: Opatrne potiahnite za krúžok na otváranie a úplne odstráňte pečať.

ŠOŠOVKA	NÁSTROJ NA ZAVEDENIE	VISKOELASTIKA
Adapt A0	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

ZÁSADY VRÁTENIA PRODUKTOV: Všetky vrátené sošovky musia obsahovať priložené autorizačné číslo vydané oddelením služieb pre zákazníkov spoločnosti Bausch & Lomb. Otvorené alebo nevrátené sošovky budú vymenené za porovnateľnú finančnú hodnotu za predpokladu, že neuplynul dátum ich expirácie. V prípade sošoviek, ktorých dátum expirácie uplynul, sa môže účtovať poplatok za opätovné spracovanie. Toto sa vzťahuje na otvorené a neotvorené sošovky. Spoločnosť Bausch & Lomb neposkytuje za vrátené sošovky finančnú ani ziadnu inú náhradu.



© Bausch & Lomb Incorporated. Všetky práva vyhradené

EC REP
Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

AKREOS FOLD

FIG. 1.1




FIG. 1.2




FIG. 2.1





FIG. 3.1



AKREOS FOLD

FIG. 3.2




FIG. 3.3




FIG. 4.1





FIG. 1-1: S palcem previdno potisnite eno stran jezička, s kazalcem pa drugo stran, dokler ne prične zaščitni pečat popuščati.

ODOBRENİ PRIPOMOČEK ZA VSTAVITEV:

LEČA	PRIPOMOČEK ZA VSTAVITEV	VISKOELASTIČNI
Adapt A0	AI-28	Ocucoat® Amvisc®, Amvisc® Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat® Amvisc®, Amvisc® Plus

POLITIKA VRAČANJA IZDELKOV: Lečam mora biti ob vračilu priložena številka pooblastila, ki jo izda služba za storitve za stranke družbe Bausch & Lomb. Leče v uporabi ali neodprti embalaži bomo po pogledu, da jim še ni potekel rok uporabe, zamenjali za primerno denarno vrednost. Za leče s pretečenim rokom uporabe bomo ocenili stroške obdelave za ponovno uporabo. Slednje velja za leče v uporabi ali neodprti embalaži. Politika družbe Bausch & Lomb ne vključuje izdaje dobropisov ali denarnih povračil za vrnjene leče.



© Bausch & Lomb Incorporated. Vse pravice pridržane.

EC REP Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA







AKREOS FOLD

FIG. 1.1

FIG. 1.2

FIG. 2.1

FIG. 3.1



AKREOS FOLD

FIG. 3.2

FIG. 3.3

FIG. 4.1






FIG. 1-1: Внимателно натискайте едната страна на халката с палец, а с показалеца придържайте обратната страна, докато пломбата се охлади.

ЛЕЩА	ИНСТРУМЕНТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ	ВИСКОСУБСТАНЦИЯ
Adapt AO	AI-28	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus
Adapt	PS-27	Ocucoat [®] Amvisc [®] , Amvisc [®] Plus

ПОЛИТИКА ЗА ВЪРЩАНЕ НА СТОКИТЕ: Всички върнати вещи трябва да бъдат съпроводени от номер на разрешително за връщане, предоставен от отдела за обслужване на клиенти на Bausch & Lomb. Отворените или неотворените вещи ще бъдат заменени за съответната парична стойност при условие, че срокът им на годност не е изтекъл. Такса за обработка може да бъде налагана в случаите, когато срокът на годност на изделието е изтекъл. Това важи както за отворени, така и за неотворени вещи. Bausch & Lomb няма политика за отпускане на кредит или възстановяване на суми в брой за върнати вещи.



Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

CE 0197

STERILE




FIG. 3.1











FIG. 4.1






الضمان: تضمن Bausch & Lomb Incorporated أنه عند تسليم العدسة التي تزرع داخل مقلة العين، فإنها سوف تكون مطابقة لكافة القوانين المعمول بها والنسخة الشركة المصنعة الحالية من المواصفات التي تم نشرها لملء هذه العدسة التي تزرع داخل المقلة من جميع النواحي المادية، وأنها سوف تكون خالية من العيوب في المواد أو الصناعات.

تخفي شركة **BAUSCH & LOMB INCORPORATED** مسؤوليتها عن كافة الضمانات الأخرى، الصريحة أو الضمنية أو المادية بحكم القانون، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي ضمان ضمني بشأن القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين، وأن تكون **BAUSCH & LOMB INCORPORATED** مسؤولة عن أية أضرار عرضية أو استثنائية أو غير مباشرة أو تخيلية من أي نوع كان تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن شراء أو استخدام هذا المنتج حتى لو كانت **EXEMPLARY DAMAGES** قد تم إخطارها باحتمالية وقوع مثل هذه الخسارة أو التلف أو التفتت.

سياسة البضائع المعادة: يجب أن تكون جميع العدسات المعادة مصحوبة برقم تفويض يصدره قسم خدمة العملاء بشركة Bausch & Lomb، وسيتم استبدال العدسات المفتوحة أو غير المفتوحة بقيمة نقدية مماثلة، شريطة ألا تكون قد تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها. ويمكن تقدير رسم إعادة التجهيز للعدسات التي تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، ينطبق هذا على العدسات المفتوحة أو غير المفتوحة. ليس من سياسة Bausch & Lomb إصدار ائتمان أو مبالغ نقدية للعدسات المعادة.

منحنى نفاذية الأشعة فوق البنفسجية



درجات قوة العدسات المتوفرة: عدسات Akreos التي تزرع داخل مقلة العين متوفرة من +0 إلى +30 ديوبتر (D) بدرجات من 0.5D إلى 1D اعتماداً على الموديل ونطاق الديوبتر.

يشير الاختصار ®/TM إلى العلامات التجارية المملوكة لشركة Bausch & Lomb Incorporated. حقوق النشر © لشركة Bausch & Lomb Incorporated. جميع الحقوق محفوظة.

Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609 USA

CE 0197

Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames, KT2 6TN, UK

Manufacturing Site:
Bausch & Lomb Incorporated
21 Park Place Blvd. North
Clearwater, Florida 33759 USA

STERILE



نهائية للعدسة وقوتها.

أسلوب فتح القارورة:

- أد الغطاء بعكس عقارب الساعة لإزالته.
- أزل الغطاء من القارورة.

FIG. 1-1: انقع أحد جانبي اللسان بعناية بالإبهام بينما تكون السبابة على الجانب المغلّق حتى تبدأ السداة في التفكك.

تفادى الضغط المفرط لأن السداة يمكن أن تتحرر فجأة وقد يصطدم الفكك بالجزء الداخلي من القارورة بقوة تكفي لإسقاط العدسة من حاملها.

FIG. 1-2: اسحب اللسان بعناية إلى الخلف لإتمام كسر السداة.

الحصن العدسة عن قرب واسطفئها بمحلول تعقيم ملحي. ينبغي استخدام أدوات الإخلاق التي تم تصديقها والموافقة على استخدامها مع هذه العدسة فقط. ملاحظة: يرجى الرجوع إلى إرشادات استخدام أدوات الإدخال للحصول على معلومات إضافية.

توجيه العدسة: بالنسبة لموديل عدسة Adapt-AO، يجب زرع العدسة مع جعل الجانب الأمامي للعدسة مواجهاً للجانب الأمامي من العين. ويمكن التحقق من توجيه عدسة الزرع بالفحص البصري للأجزاء الملسية. كما هو موضح في **FIG. 2-1**. عندما تكون الملامح الملسية هي اليمين الأعلى ب واليسار السفلي، أ تكون مواجهاً للجانب الأمامي من العدسة.

جهاز AKREOS™ FOLD (يرجى الرجوع إلى الرسوم البيانية المرفقة):

FIG. 3-1: ضغ الإبهام والسبابة على نقاط الضغط الموجودة على صورة الأصابع في جهاز الطي.

FIG. 3-2: اضغط فكي جهاز الطي، سوف تسمع صوت طقطقة عند غلق الجهاز.

FIG. 3-3: أزل العدسة المطوية بملقط الزرع. يجب أن يكون هذا الملقط موازياً لفكي الجهاز.

ب) إمساك العدسة غير المطوية:

FIG. 4-1: لا تقم بتفعيل جهاز الطي. استخدمه كملقط إمساك.

أزل العدسة وذلك بإمساك العين على طول محور 12-6 ساعة.

التحقق من أداة الإدخال:

الزوجة	أداة الإدخال	العدسة
Ocucoat® Amvisc® Plus, Amvisc®	AI-28	Adapt AO
Ocucoat® Amvisc® Plus, Amvisc®	PS-27	Adapt

الخصائص الفيزيائية:

معامل انكسار العدسة عندما تكون رطبة عند درجة 20° م = 1.459.

معامل انكسار العدسة عندما تكون داخل العين عند 35° م = 1.458.

عدسات تزرع داخل مقلة العين



الوصف: عدسات Akreos المرنّة التي تزرع داخل المقلة عبارة عن عدسة ذات قطعة واحدة بأجزاء من بولييمر مشترك أكريليكي مرطب يحتوي على سامان للأشعة فوق البنفسجية. ويختلف طولها الكلي حسب قوة العدسة التي ستزرع داخل المقلة. أما تكوين وخصائص عدسات Akreos التي توضع داخل المقلة فقد تم تحديدها على ماصق الكرتونية.

دواعي الاستعمال: عدسة Akreos لحجرة العين الخلفية هي عدسة محددة للزرع الأمامي من أجل تمكين المريض من حال انعدام العدسة لدى المرضى البالغين حيث تكون العدسة البلورية المعتمة قد أزيلت باستخدام طرق استئصال من خارج الكبسولة. والعدسة مصممة للزرعها في الكيس الكبسولي عقب استئصال العدسة البلورية المعتمة.

موانع الاستعمال: لا ينصح بالزرع عندما يكون من الممكن أن تؤدي العدسة المزروعة داخل المقلة إلى تفاقم حالات قائمة، أو تتداخل مع تشخيص أو علاج أحد الأمراض، أو تشكل خطراً على بصو المريض. هذه الحالات هي: الجلوكوما غير الخاضعة للتحكم، إعتام العدسة الروبويولي، انفصال الشبكية، ضمور القرنية، صغر العين غير العادي، تطور التهابات العين المزمنة، ضمور غشاء القرنية والمضاعفات أثناء الفترة المحيطة بالعمليات الجراحية (مثل فقدان الزجاجية، النزيف ...)، مضاعفات ما بعد العمليات الجراحية التي يمكن التنبؤ بها.

تحذير: كما هو الحال في جميع الإجراءات الجراحية، فإن جراحة إعتام العدسة العين مع زرع عدسات داخل مقلة العين تنطوي على مخاطر ينبغي على الجراح تقييمها. أما المضاعفات المحتملة لجراحة إعتام عدسة العين فهي: التهابات (التهاب الجسم البهني، التهاب غشاء بؤبؤ العين، التهاب الزجاجية، CME، ...)، والعدوى (التهاب تجاويف العين و هيكلها المجاورة ...)، انفصال الشبكية، انسداد البؤبؤ، فتق القرنية، تسطح الحجرة الأمامية، النزيف (إزاحة الدم في الحجرة الأمامية للعين)، ضمور القرنية، الجلوكوما، وضمور القرنية. ومن بين المخاطر التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعدسة التي تزرع داخل المقلة فهي: عدم مرور المحور البصري من خلال المركز البصري للعدسة والتفتت الجزئي أو الكامل، القوسب على سطح العدسة التي تزرع داخل المقلة، زيت السيليكون، وبخاصة عندما يستخدم في العلاج الجراحي لإفصال الشبكية، قد يلتصق بالعدسات التي تزرع داخل مقلة العين إن لم تكن الكبسولة الخلفية سليمة.

التعليق/التعليم: عدسات Akreos التي تزرع داخل مقلة العين معبأة بشكل فردي في قارورة زجاجية وكبس ينبغي فتحها ضمن ظروف تعقيم جيدة. يتم تقديم عدسات Akreos التي تزرع داخل مقلة العين في هيئة شعاع بمسك وطى العدسة في وقت واحد. وتسمح بطاقة المريض والمضاعفات ذاتية الشفاء المعروفة للعدسة بضممان المتابعة الطبية للمريض وتوفير إمكانية تتبع العدسة المزروعة داخل المقلة. يتم تزويد البطاقة والمضاعفات داخل كرتونة تحتوي على تعليمات للاستخدام (رسم بياني وخصائص العدسة التي تزرع داخل المقلة والرقم المتسلسل وتاريخ انتهاء الصلاحية ...). جدير بالذكر أن عدسات Akreos التي تزرع داخل مقلة العين معبأة بالبحار.

احتياطات الاستخدام والتخزين: قم بتخزينها في درجة حرارة الغرفة. تجنّب درجات الحرارة المرتفعة (< 45° م). لا تستخدم العدسات في حالة فتح أو تلف الصندوق الكرتوني أو سداة احكام الغلق. وينبغي استخدام عدسات الزرع داخل المقلة في أقرب وقت ممكن بعد فتح القارورة، وينبغي التحقق من موديل العدسة وقوتها وتاريخ انتهاء صلاحيتها قبل فتح غلاف الحماية وقبل فتح كبس التعقيم الفردي. لا يكون تعقيم العدسة مضموناً إلا إذا لم يكن كبس التعقيم الفردي قد تم فتحه أو تعرض للتلف. يمكن أن تنصّب العدسات التي تزرع داخل مقلة العين المواد التي تتصل بها (المظهر والمخدر ...). وبالتالي، يجب شطف عدسات Akreos بعناية بمحلول تعقيم ملحي متوازن. إذا تم استئصال الكبسولة الخلفية ببلز غراينيت المنيوم (اليتريوم (YAG)، تأكد أن شعاع الليزر يتركز وراء الكبسولة الخلفية بقليل.

AKREOS FOLD

FIG. 1.1




FIG. 1.2




FIG. 2.1





FIG. 3.1



AKREOS FOLD

FIG. 3.2




FIG. 3.3




FIG. 4.1

